

**Immundiagnostik der Tuberkulose mittels
T-Spot.TB IFN- γ -Nachweis nach Lymphozytenstimulation**

Universität Basel; Department Biomedizin – Petersplatz, Abteilung Infektionsdiagnostik, Petersplatz 10, 4009 Basel
ISO/IEC 17025, STS 219
Tel: 061 207 32 63 (Serologie) Fax: 061 207 32 98

Auftraggeber (ggf. Stempel):

Patient:

Name/Vorname:.....

Geb.: w m

Strasse/Wohnort:.....

Tel:.....

Fax*:.....

Rechnung an: Patient Auftraggeber

Kopie an:

→Entnahmedatum/Zeit:.....

* Mit der Bekanntgabe der Faxnummer garantiert der Auftraggeber die Vertraulichkeit der Faxübermittlung

Vorgehen:

* Li-Heparin 7.5 mL entnehmen, Blut 5x über Kopf mischen, **unzentrifugiert** lassen, bei Raumtemperatur (ca. 22°C) lagern. Bei bekannter Lymphopenie bitte 2x 4 mL Li-Heparin entnehmen

* **Innert 30 h** muss die Probe das Labor DBM-Petersplatz, Abt.ID, zur Verarbeitung erreichen! Bitte bei Raumtemperatur (22°C) einsenden.

Annahme und Testansatz: Montag bis Donnerstag ganztägig (ggfs. Freitag bis 12.00 Uhr; Eintreffen im Labor)

Kontakt bei Fragen: Serologie, Abt.ID; (061) 207 32 63

Abrechnung: 100 Taxpunkte (EAL 3453.00)

Anamnestische Angaben

Herkunftsland.....

Tuberkulose durchgemacht? ja nein

Indikation für die Untersuchung

Umgebungsabklärung

vor Immunsuppression

andere Indikation: