


QuantiFERON-TB Gold plus

Bitte Felder schwarz markieren: richtig falsch

HL13 	Patient, Patientin		Auftraggeber												
	Name _____ Vorname _____ Geburtsdatum _____ <input type="checkbox"/> Mann <input type="checkbox"/> Frau Adresse _____ PLZ, Ort _____ Versicherung _____ Vers.-Nr. _____ Rechnung an <input type="checkbox"/> Auftragg. <input type="checkbox"/> Krankenk./Vers. <input type="checkbox"/> Patient		Lungenliga St. Gallen HL13 Postfach 44 FRG Kolumbanstrasse 2 9008 St. Gallen 071 228 47 47 Unterschrift _____ Befundkopien an _____ Name / Tel. für Rückfragen _____ Befundzustellung <input type="checkbox"/> Fax <input type="checkbox"/> HIN <input type="checkbox"/> Hakom												
frei lassen ! (für Labor reserviert)	Entnahmedatum Tag <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 12 <input type="text"/> 13 <input type="text"/> 14 <input type="text"/> 15 <input type="text"/> 16 <input type="text"/> 17 <input type="text"/> 18 <input type="text"/> 19 <input type="text"/> 20 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 <input type="text"/> 24 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 26 <input type="text"/> 27 <input type="text"/> 28 <input type="text"/> 29 <input type="text"/> 30 <input type="text"/> 31 Monat <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> 5 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 7 <input type="text"/> 8 <input type="text"/> 9 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 12 Stunde <input type="text"/> 00 <input type="text"/> 01 <input type="text"/> 02 <input type="text"/> 03 <input type="text"/> 04 <input type="text"/> 05 <input type="text"/> 06 <input type="text"/> 07 <input type="text"/> 08 <input type="text"/> 09 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 12 <input type="text"/> 13 <input type="text"/> 14 <input type="text"/> 15 <input type="text"/> 16 <input type="text"/> 17 <input type="text"/> 18 <input type="text"/> 19 <input type="text"/> 20 <input type="text"/> 21 <input type="text"/> 22 <input type="text"/> 23 Minute <input type="text"/> 00 <input type="text"/> 05 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 15 <input type="text"/> 20 <input type="text"/> 25 <input type="text"/> 30 <input type="text"/> 35 <input type="text"/> 40 <input type="text"/> 45 <input type="text"/> 50 <input type="text"/> 55														
	Probenmaterial, Präanalytik QuantiFERON Röhrchen (4 Stk.): <input type="checkbox"/> nicht 37°C-inkubiert <input type="checkbox"/> bereits 37°C-inkubiert von: _____ bis _____ (Datum/Uhrzeit) <input type="checkbox"/> bereits 37°C-ink./zentrif. von: _____ bis _____ (Datum/Uhrzeit) Indikation: <input type="checkbox"/> Umgebungsuntersuchung <input type="checkbox"/> Verdacht auf Tuberkulose <input type="checkbox"/> Screening auf latente Tuberkulose <input type="checkbox"/> sonstiges: _____ Immunsuppression: <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein														
frei lassen ! (für Labor reserviert)	Analysen Die 4 Heparinblut-Proben für TB zelluläre Immunität (Quantiferon Gold plus) müssen wie folgt im ZLM eintreffen:														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>nicht 37°C-inkubiert</th> <th>bereits 37°C-inkubiert</th> <th>bereits 37°C-inkubiert und zentrifugiert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Montag bis Donnerstag (8h - 17h30)</td> <td>Transport innert 16 h bei 17-27°C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montag bis Freitag (8h - 17h30) Samstag (8h - 11h30)</td> <td></td> <td>Transport innert 72 h bei 2-27°C</td> <td>Transport innert 8 Wochen bei 2-27°C</td> </tr> </tbody> </table>					nicht 37°C-inkubiert	bereits 37°C-inkubiert	bereits 37°C-inkubiert und zentrifugiert	Montag bis Donnerstag (8h - 17h30)	Transport innert 16 h bei 17-27°C			Montag bis Freitag (8h - 17h30) Samstag (8h - 11h30)		Transport innert 72 h bei 2-27°C
	nicht 37°C-inkubiert	bereits 37°C-inkubiert	bereits 37°C-inkubiert und zentrifugiert												
Montag bis Donnerstag (8h - 17h30)	Transport innert 16 h bei 17-27°C														
Montag bis Freitag (8h - 17h30) Samstag (8h - 11h30)		Transport innert 72 h bei 2-27°C	Transport innert 8 Wochen bei 2-27°C												
<input checked="" type="checkbox"/> TBC-zelluläre Immunität (QuantiFERON Gold plus)															
Bemerkungen _____ _____															
Wird vom Labor ausgefüllt <input type="checkbox"/> Röhrchen gefüllt (Blut) bis Fülllinie: <input type="checkbox"/> genau <input type="checkbox"/> unter <input type="checkbox"/> über Eingangsfrist eingehalten: <input type="checkbox"/> Nil <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - 16 h (nicht 37°C-inkubiert) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein TB1-Antigen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - 72 h (bereits 37°C-inkubiert) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein TB2-Antigen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - 8 Wo. (bereits 37°C-inkub. und zentr.) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Mitogen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>															
IKCH11															

04.08.2017 14:01:04